


Reinigung des Solaris® Galvanogerätes *Cleaning of Solaris® galvano unit*


SOLARIS



1
Galvanogerät fertig gereinigt und bereit für die nächste Abscheidung.
Galvano unit cleaned and prepared for the next plating process.



2
Anodenkorb nach jeder Abscheidung in den Anodenreiniger.
Anode cage into the anode cleaner after each plating process.



3
Gründlich unter fließendem Wasser spülen.
Rinse precisely under tab water.



4
Anodensteckplätze und Referenzkathodensteckplatz säubern (Stauansätze!).
Clean anode slot and Reference cathode slot (waterlogging!).



5
Becherglas ausbürsten.
Clean beaker.



6
Rührfisch abwischen.
Clean magnetic stir bar.



7
Ablagerungen am Glaskolben (zirkulär),...
Sedimentation on the flask (circular),...



8
am Boden,...
on the bottom,...



9
an den Kontaktstellen,...
on the contact points,...



10
an der (gelben) Referenzkathode und dem Thermofühler entfernen.
on the (yellow) reference cathode and the thermo couple to be removed.




1 Kathodenblock unter fließendem Wasser abspülen,...
Rinse cathode block under tap water,...



2 nachwischen,...
wipe,...



3 trocknen,...
dry,...



4 und die Steckplätze ausblasen (Staubnässe!).
and blow out slots (waterlogging!).

Es sollten gelegentlich folgende Arbeiten durchgeführt werden:
Service if necessary:



5 Entfernen der Oxidschicht auf den Kathodensteckplätzen.
Remove oxide layer from cathode slots.



6 Abziehen der Goldschicht an der Referenzkathode.
Remove gold layer from reference cathode.

Vor Inbetriebnahme sollte auf ausreichende Aktivierung der blauen bzw. schwarzen Kathoden geachtet werden!
Before operation ensure appropriate activation of blue respectively black cathodes!