

take five

Une poignée d'avantages



Keep it simple and safe.

DeguDent
A Dentsply International Company

take

Alliages universels
et céramique pressée
DuceraGold® Kiss

Alliages classiques
Duceram® Kiss

Titane
Duceratin® Kiss

Alliages non précieux
Duceram® Kiss

Cerconoxid®
Cercon® ceram kiss



five

Une poignée d'avantages

Rien n'est plus simple que de tout compliquer et rien n'est plus ardu que de rendre quelque chose plus facile. Donc c'est bien ce qui est simple qui est en fait le vrai fruit du développement et non la complication.

Kiss - Keep it simple and safe. C'est le slogan appliqué aux céramiques cosmétiques de DeguDent. Avec les quatre céramiques cosmétiques, Cercon® ceram kiss, Duceragold® Kiss, Duceram® Kiss et Duceratin® Kiss tout est à disposition pour l'ensemble des matériaux pour armatures.

Kiss : la simplicité, en quintuple !

- Un schéma de stratification pour cinq matériaux d'armatures
- Harmonie optimale des teintes entre les quatre céramiques Kiss
- Mise en oeuvre simple et rapide du fait de la parfaite adaptation des céramiques cosmétiques pour les matériaux des divers systèmes d'armatures
- Masses multifonctions et pour dynamique lumineuse
- Assortiments complets très performants avec seulement 73 masses céramiques



Keep it simple and safe.



Cercon® ceram kiss

L'odontologie esthétique, ou cosmétique, est très fortement liée aux restaurations dentaires tout en céramique.

Pour être en mesure de répondre aux exigences de ce secteur de haute technicité, Cercon® ceram kiss a été adaptée avec un soin particulier au matériau zircone.

Cercon® ceram kiss est donc tout aussi bien adaptée pour les armatures en cercon base (blanc) et cercon base colored (teinté).

Avec Cercon® ceram kiss vous réussirez de manière simple et rapide des incrustations céramiques de très grande valeur esthétique.

Caractéristiques de Cercon® ceram kiss

- Utilisable avec ou sans liner
- Résultats de cuisson homogènes
- Incisal opalescent pour un maximum d'esthétique
- Sécurité grâce à un essai de simulation de la mastication
- Mise en oeuvre simple suite à l'esprit propre à la stratification des masses Kiss
- Teintes de dentine également disponibles dans le standard extreme™





Duceragold® Kiss


Duceragold® Kiss est la céramique cosmétique pour les alliages à forte expansion du domaine de 16,2 à 17,6 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$ et fait partie du système GoldenGate® bien connu et qui a fait ses preuves depuis plus de 15 ans.

Duceragold® Kiss est aussi bien indiquée pour l'incrustation sur la céramique pressée Cergo®. C'est une céramique cosmétique à double usage.

Cergo® Kiss est la céramique pressée du système GoldenGate®. Avec Cergo®, des restaurations dentaires unitaires tels les inlays, onlays, facettes et couronnes peuvent être élaborées.

Caractéristiques de Duceragold® Kiss

- Douce pour les antagonistes
 - Surfaces bien homogènes
 - Grande variété de teintes avec les mélanges 1 : 1
 - Masses à dynamique lumineuse
 - Pour le tout céramique et la céramo-métallique
-
- Teintes de dentine également disponibles dans le standard de teintes extreme™






Duceram® Kiss

Duceram® Kiss est la céramique cosmétique pour les alliages classiques précieux ou non précieux à CET de 13,8 à 15,4 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$.

Ainsi, Duceram® Kiss convient pour un large spectre d'indications allant des alliages sans cuivre ni palladium BiOcclus® Kiss ou BiOcclus® Gold jusqu'aux alliages NP comme le StarLoy® soft par exemple en passant par les alliages classiques Duceram® Kiss se distingue particulièrement par la grande sécurité quant à la teinte, la mise en oeuvre simple et efficace ainsi que par la présence de masses incisales opaques stables lors de la cuisson ce qui garantit un haut niveau en matière d'esthétique.

Caractéristiques de Duceram® Kiss

- Refroidissement rapide avec les alliages propres au concept comme par exemple le BiOcclus® Kiss
- Masses incisales opaques stables lors de la cuisson pour un maximum d'esthétique
- Reproduction facile et précise des teintes V
- Stratification standard à 3 masses pour le plus haut degré de rentabilité
- Choix maximal de teintes
- Teintes de dentine également disponibles dans le standard extreme™



Duceratin® Kiss

Duceratin® Kiss est la céramique cosmétique spécialement développée pour les matériaux titane pour armatures. Du point de vue médical, le titane pur a toujours été très apprécié en raison de sa bonne biocompatibilité et sa grande résistance à la corrosion. Depuis des années, le titane le prouve parfaitement lors de son utilisation en implantologie.

Le titane pur se laisse aujourd'hui très bien usiner à l'aide de systèmes CAO/FAO.

Par ces moyens, les problèmes propres au processus de fonderie sont exclus. Le matériau titane pur atteint ainsi une toute nouvelle signification, au laboratoire aussi.

Caractéristiques de Duceratin® Kiss

- Nouveau bonder pour une liaison optimale
- Valeurs des résistances majorées
- Etat d'esprit Kiss en ce qui concerne les teintes
- Nouvelles masses d'épaulement final Shoulder
- Esthétique High end

- Teintes de dentine également disponibles dans le standard de teintes extreme™





...et en un souffle.

Avec le nouveau LFC ou Cercon® ceram kiss Spray Glaze, la masse de glaçage se laisse apposer facilement par pulvérisation.

- Epaisseurs uniformément fines des couches
- Conservation de la structure superficielle
- Eclat naturel



DeguDent GmbH

P. O. Box 13 64 · 63403 Hanau
GERMANY
www.degudent.com

Pour de plus amples informations visitez le site
www.kiss-ceramics.com

DeguDent

A Dentsply International Company