

 **Compartis**<sup>®</sup>  
integrated systems

Pilares personalizados  
de Compartis<sup>®</sup>

E

## Pilares personalizados de Compartis® – Espacios libres para la creatividad

Las prótesis con implantes, desde hace años un mercado en crecimiento dentro de la odontología y la técnica dental, se han visto impulsadas gracias a la tecnología CAD/CAM. Así por ejemplo, la configuración individualizada por paciente de las superestructuras de los implantes y de sus perfiles emergentes es mejor y más fácil.

Nuestro software Cercon® art para pilares personalizados le ayudará en el futuro también en esta disciplina de la técnica dental.

Como complemento a las ofertas de DENTSPLY Friadent de pilares prefabricados, que son los productos de elección para los casos de pacientes estándar, con Cercon® art para pilares personalizados puede configurar supraestructuras de piezas individuales para implantes ANKYLOS® C/X y XiVE®. Debido a la necesaria precisión de la geometría de conexión (interfaz) la podemos realizar mediante nuestra producción en red del Compartis® integrated system como

**ANKYLOS® /C pilar personalizado de Compartis®**  
**ANKYLOS® X/ pilar personalizado de Compartis®**  
**XiVE® pilar personalizado de Compartis®**

a partir de los materiales óxido de circonio (ZrO<sub>2</sub>) o titanio (Ti).

Mediante el escáner Cercon® eye captará rápidamente los datos del modelo. El software Cercon® art pilar personalizado le guiará fácilmente a través de los diferentes pasos del diseño. Su pedido de producción lo recibiremos entonces una vez haya hecho, clic' sobre la transferencia de datos.

Las ofertas para superestructuras individualizadas por paciente de otros fabricantes de implantes están en preparación.

## Ventajas clínicas de pilares individuales de implantes

- Excelentemente adecuadas para cada paciente, gracias a ...
  - ⇒ la adaptación individualizada a la forma del surco
  - ⇒ ventajosa integración del pilar individual en la línea dental
- El perfil emergente configurado óptimamente permite ...
  - ⇒ la gestión ideal de la encía
  - ⇒ facilitar la higiene
  - ⇒ un aspecto rojo/blanco idéntico al natural

## ANKYLOS® C/X y XiVE® pilar personalizado de Compartis®

- Perfecta adaptación entre el implante ANKYLOS® C/X o XiVE® y el pilar personalizado gracias a la geometría de conexión (interfaz) y a las tolerancias de conexión según las medidas originales
- Oferta exclusiva del ANKYLOS® C/X pilar personalizado gracias al tornillo realizado mediante un proceso original de mecanizado por láser

## Pilares personalizados de Compartis® – Indicación y materiales

Pilar de implante configurado individualmente, referida al caso del paciente ...

... para implante:			
	Oferta de material	Anterior	Posterior
ANKYLOS® C/	óxido de circonio	X	
ANKYLOS® C/	titanio	✓	✓
ANKYLOS® X	titanio	X	X
XiVE® (D3,8; D4,5)	óxido de circonio	✓	
XiVE® (D3,8; D4,5)	titanio	✓	✓

X en preparación

Para pilar personalizado de Compartis® utilizamos nuestro material de óxido de circonio Original Cercon® base/Cercon® base coloreado, el cual ya ha demostrado más de 3 millones de veces desde 2001 su utilidad para la rehabilitación de coronas y puentes. Para lo demás, empleamos titanio o aleaciones de titanio que utilizamos igualmente desde hace muchos años para implantes y ares de implantes prefabricados y producidos por nosotros.

## Nuestra oferta


- Dilatada experiencia y conocimiento de la producción de ...
  - ➡ materiales, como Cercon® base (ZrO<sub>2</sub>) y
  - ➡ productos, como implantes de Ti y pilares de implantes de Ti y ZrO<sub>2</sub>

## Compartis® integrated systems – Resumen de oferta

Materiales e indicaciones	Aleación de metal precioso	Óxido de circonio	Cobalto-cromo	Titanio	PMMA
	Compartis® Precious metal	Compartis® ZrO <sub>2</sub>	Compartis® CoCr	Compartis® Ti	Compartis® PMMA
Coronas/cofias	X	✓	✓	✓	
Puentes	X	✓	✓	✓	
Pilares de Implantes		✓		✓*	
Barras, soportadas por implantes			✓	✓	
Provisionales					X

X en preparación


\* aleación de titanio (TiAl<sub>6</sub>V<sub>4</sub>)



Escanear con Cercon® eye



Diseñar con Cercon® art



Finalizar con Custom abutment by Compartis®

Con la marca **Compartis®-ISUS** fabricamos también para usted sus barras y estructuras de puentes directamente atornilladas al implante o soportadas por pilares de implantes. Tenga en cuenta nuestra información de producto aparte que gustosamente podemos enviarle.

Para más información  
[www.compartis.es](http://www.compartis.es)

