



Multivac eco

económico y efectivo

DeguDent

A Dentsply International Company



Multivac eco ofrece todo lo que se necesita diariamente en el laboratorio: Un potente mezclador con una bomba de vacío eficiente.

La buena relación calidad/precio y la sólida construcción convierte el mezclador y evacuador en el aparato más rentable en su laboratorio. Motor y bomba de vacío están naturalmente libres de mantenimiento e impresionan con su larga vida en su uso diario.

De una manera muy simple y cuidadosa se mezclan revestimientos y yesos de manera muy homogénea.

Debido a la evacuación directa por la tapa del vaso no se necesita ningún tubo de evacuación. Todos los vasos actuales de la nueva generación de DeguDent son compatibles con el aparato (excepto el vaso extra grande).

DENTSPLY España, S.L.
Avda. de Burgos, 39 - 2ª pl.
28036 Madrid
Phone: +34-91 38 33 728
+34-91 38 33 976
Fax: +34-91 30 21 875
Email: lab@dentsply-iberia.com

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	220 – 240 V, 50 Hz
Potencia máxima absorbida:	150 W
Revoluciones:	330 1/min
Fusible requerido:	2 AT
Dimensiones (alto x ancho x profundo):	505 x 390 x 315 mm
Peso:	8,8 kg

Presentación

REF

Aparato Multivac AP1 (de pared) con:

- 1 cable de conexión a red
- 1 filtro de recambio
- 1 plantilla para taladrar
- 1 estuche de accesorios para montaje de pared

5316 0001

Accesorios

REF

Vaso extra pequeño (50 cm ³)*	5314 0113
Vaso pequeño (150 cm ³)*	5314 0100
Vaso grande (420 cm ³)*	5314 0101
Filtro de recambio	5314 0105

* DeguDent vasos se sirven junto con tapa y agitador

DeguDent

A Dentsply International Company