

Hinweis !

Das Neacid®-Beizgerät wurde für das Absäuern mit dem Beizmittel Neacid® entwickelt. Andere Beizmittel können zur Zersetzung der Kunststoffteile führen, somit in das Gerät oder den Netzschalter eindringen und Kurzschlüsse verursachen !

Neacid® (Packung mit 2 Beutel 2 x 65 g)

REF 2522 0001

Please note !

The Neacid® Pickling Unit was developed for use with Neacid® pickling agent. Other pickling agents may decompose the plastic components, leak into the unit or power switch and cause a short-circuit !

Neacid® (Pack of 2 sachets 2 x 65 g)

REF 2522 0001

Indication !

L'appareil de décapage Néacid® a été conçu pour une acidification avec le décapant Néacid®. D'autres décapants pourront provoquer une décomposition des parties en résines qui risqueraient de pénétrer dans l'appareil ou dans l'interrupteur d'alimentation et ainsi provoquer un court-circuit !

Néacid® (boîte contenant 2 sachets 2 x 65 g)

REF 2522 0001

Avvertenza !

L'apparecchio Neacid® è stato messo a punto per la mordenzatura con l'acido Neacid®. L'uso di altri prodotti può provocare la decomposizione delle parti di plastica: l'infiltrazione dei liquidi nell'apparecchio o nell'interruttore generale può causare un corto circuito !

Neacid® (confezione contenente 2 buste da 65 g cad.)

REF 2522 0001

Advertencia !

El aparato de decapado Neacid® se desarrolló para el decapado con la solución decapante Neacid®. ¡Otros productos decapantes pueden causar la desintegración de las piezas de plástico, pudiendo introducirse en el aparato o en el interruptor de red provocando cortocircuitos !

Neacid® (Envase con 2 bolsas 2 x 65 g)

REF 2522 0001