

Cosmo HXL

Φυσικά και λειτουργικά  
Δίνοντας ρυθμό στην προσθετική



DENTSPLY

## Δίνοντας ρυθμό στην προσθετική

Για την επίτευξη του φιλόδοξου αυτού ρόλου έχουμε ενεργοποιήσει όλες μας τις πηγές: εντατική έρευνα, αξιόπιστα νέα υλικά, σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και έλεγχο ποιότητας.

## Cosmo HXL

Φυσικά και λειτουργικά



### Η φυσική επιλογή

Δημοφιλείς σειρές, αποχρώσεις και άριστη άρθρωση, κάνει τα δόντια Cosmo HXL τη φυσική σας επιλογή. Η επιτυχία της σειράς αυτής βασίζεται στον άριστο συνδυασμό τριών παραμέτρων:

- Φυσική αισθητική
- Εξαιρετικές ιδιότητες
- Εύκολος χειρισμός

### Ανώτερης ποιότητας HXL υλικό

Τα δόντια Cosmo είναι κατασκευασμένα από HXL (highly cross-linked = υψηλού βαθμού διασταύρωση) υψηλής ποιότητας ρητίνης PMMA. Αυτό εξασφαλίζει την εξαιρετική αντοχή στην αποτριβή.

### Εύκολος Χειρισμός

Η λογική κωδικοποίηση (γωνιώδης, στρογγυλός, τετράγωνος τύπος) κάνει την επιλογή απόχρωσης ακόμα πιο εύκολη. Επιπρόσθετα τα δόντια COSMO HXL οπισθίων είναι βολικά στη σύνταξη λόγω της μειωμένης κλίσης των φυμάτων τους 20°.

Όλα τα δόντια Cosmo HXL διατίθενται στις δημοφιλείς αποχρώσεις της Vita

### Πίνακας συνδυασμών








| Cosmo HXL<br>άνω πρόσθια | Cosmo HXL<br>κάτω πρόσθια | Cosmo HXL<br>οπίσθια |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| T2                       | L1/L3                     | 91                   |
| T4                       | L1/L3                     | 91/92                |
| T6                       | L3/L5                     | 91/93                |
| T8                       | L5/L7                     | 92/93                |
| T10                      | L5/L7                     | 92/93                |
| T12                      | L5/L7                     | 92/93                |
| T14                      | L7/L9                     | 92/93                |
| T16                      | L7/L9                     | 93/94                |
| T18                      | L7/L9                     | 93/94                |
| T20                      | L9/L11/L13                | 94/95                |
| T22                      | L13                       | 95                   |
| R2                       | L1                        | 91                   |
| R4                       | L5                        | 92/93                |
| R6                       | L5/L7                     | 92/93                |
| R8                       | L7                        | 92                   |
| S2                       | L1/L3                     | 91                   |
| S4                       | L3/L5                     | 91/93                |
| S6                       | L3/L5                     | 93                   |
| S8                       | L7                        | 93                   |
| S10                      | L7                        | 93                   |
| S12                      | L7                        | 93                   |
| S18                      | L11/L13                   | 95                   |







κάνοντας την επιλογή της κατάλληλης σειράς περισσότερο απλή. Η ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία τους συντελεί στη μείωση του αποθεματικού δοντιών, ικανοποιώντας εύκολα κάθε προσθετική ανάγκη.

# Cosmo HXL

## Ανω πρόσθια

Διατίθενται στις αποχρώσεις Vita (A1-D4 εκτός των C1 και B1)

| Φόρμα | Τετράγωνο με κωνική απόλιξη (αυχένα)  | πλάτος της σειράς σε mm | μήκος των κεντρικών χείφς αυχένα σε mm | πλάτος των κεντρικών σε mm |
|-------|---|-------------------------|--|----------------------------|
| T2    |    | 40,2                    | 8,9                                    | 7,3                        |
| T4    |    | 40,6                    | 9,5                                    | 7,7                        |
| T6    |   | 42,2                    | 9,6                                    | 8,2                        |
| T8    |  | 43,4                    | 10,0                                   | 8,1                        |
| T10   |  | 42,8                    | 10,0                                   | 7,8                        |
| T12   |  | 44,7                    | 10,7                                   | 8,6                        |
| T14   |  | 45,8                    | 10,2                                   | 8,4                        |
| T16   |  | 45,4                    | 10,7                                   | 8,7                        |
| T18   |  | 47,6                    | 10,9                                   | 9,0                        |

| Φόρμα | Τετράγωνο με κωνική απόλιξη (αυχένα)   | πλάτος της σειράς σε mm | μήκος των κεντρικών χείφς αυχένα σε mm | πλάτος των κεντρικών σε mm |
|-------|--|-------------------------|--|----------------------------|
| T20   |    | 51,2                    | 11,3                                   | 9,6                        |
| T22   |    | 53,8                    | 12,2                                   | 10,0                       |
| Φόρμα | Στρογγυλά  |                         |  |                            |
| R2    |  | 40,6                    | 9,0                                    | 7,6                        |
| R4    |  | 42,6                    | 9,7                                    | 7,9                        |
| R6    |  | 44,5                    | 9,6                                    | 8,2                        |
| R8    |  | 45,7                    | 10,7                                   | 8,4                        |

# Cosmo HXL

## Ανω πρόσθια

Διατίθενται στις αποχρώσεις Vita (A1-D4 εκτός των C1 και B1)

| Φόρμα | Τετράγωνα | πλάτος της σειράς σε mm | μήκος των κεντρικών χωρίς αυχένα σε mm | πλάτος των κεντρικών σε mm |
|-------|-----------|-------------------------|--|----------------------------|
| S2    |           | 40,8                    | 8,6                                    | 7,7                        |
| S4    |           | 43,7                    | 9,2                                    | 8,2                        |
| S6    |           | 43,3                    | 9,8                                    | 8,3                        |
| S8    |           | 45,3                    | 9,4                                    | 8,8                        |
| S10   |           | 45,2                    | 10,1                                   | 8,2                        |
| S12   |           | 46,6                    | 10,4                                   | 8,7                        |
| S18   |           | 50,2                    | 11,5                                   | 9,5                        |

# Cosmo HXL

## κάτω πρόσθια

Διατίθενται στις αποχρώσεις Vita (A1-D4 εκτός των C1 και B1)

| Φόρμα | πλάτος της σειράς σε mm | μήκος των κεντρικών χωρίς αυχένα σε mm | πλάτος των κεντρικών σε mm |     |
|-------|-------------------------|--|----------------------------|-----|
| L1    |                         | 29,8                                   | 8,2                        | 4,3 |
| L3    |                         | 30,6                                   | 8,6                        | 4,6 |
| L5    |                         | 31,5                                   | 8,7                        | 4,6 |
| L7    |                         | 33,1                                   | 10,0                       | 4,9 |
| L9    |                         | 35,9                                   | 10,0                       | 5,7 |
| L11   |                         | 38,1                                   | 10,1                       | 5,7 |
| L13   |                         | 39,5                                   | 11,0                       | 5,7 |

# Cosmo HXL

## Οπίσθια δόντια

Διατίθενται στις αποχρώσεις Vita  
(A1-D4 εκτός των C1 και B1)

Φόρμα

91



πλάτος, 1/2 της σειράς σε mm

28,9

8,4

30,9

7,6

92



28,7

8,5

30,7

7,9

93



29,9

8,4

32,7

7,2

94



30,5

8,8

33,3

7,4

95



33,0

9,5

35,3

8,7

πλάτος του πρώτου γαμφίου σε mm



## Συνδυαζόμενα προϊόντα

Για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υλικών για προσθετικές αποκαταστάσεις. Όλα τα προϊόντα συνδυάζονται απόλυτα με τις σειρές τεχνητών δοντιών της εταιρείας.

### Selectaplus/Selectaplus H

Χημικά πολυμεριζόμενη και θερμοπολυμεριζόμενη ρητίνη για ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες, επιδιορθώσεις και αναγομώσεις. Η ρητίνη Selectaplus χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή στα κατάγματα, χρωματική σταθερότητα και αντίσταση στην κατακράτηση πλάκας.

### StarLoy L

Κράμα χρωμιοκοβαλτίου για χύτευση μεταλλικών σκελετών. Το StarLoy L χαρακτηρίζεται από χαμηλό σημείο τήξης για χυτά υψηλής ποιότητας και είναι ιδιαίτερα σκληρό.

CE 0088 ISO 3336

Manufacturer:

**DENTSPLY Brazil**  
25665-010-Petrópolis-RJ · Brazil

EU-Representative:

**DeguDent GmbH**  
P.O. Box 1364 · D-63403 Hanau · Germany  
www.dentsply-degudent.com

**N+D NewDent E.P.E.**  
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

Εγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη  
Τηλ. (2310) 270 500, 270 850  
Fax (2310) 270 850

### SilberStar

Πυρόχωμα για χύτευση κραμάτων με ιδανική ροή και σταθερή επιφάνεια εκμαγείου.

### ReproStar

Σιλικόνη προσθήκης δύο συστατικών, κατάλληλη για όλες τις τεχνικές ντουμπλαρίσματος. Εγγύηση για σταθερή αναπαραγωγή και αντοχή στην απόσχιση.

### Triad Custom Tray

Υλικό για την απλή κατασκευή σταθερών και ανθεκτικών ατομικών δισκαρίων. Δεν απαιτείται αναμονή.

### Isolant

Γύψος κατασκευής εκμαγείων και διαχωριστικό υγρό για κατασκευή οδοντοστοιχιών και επιδιορθώσεις.

### Pinnacle-Modelling Wax

Κερί για σύνταξη δοντιών και διαμόρφωση μερικών και ολικών οδοντοστοιχιών.



Φειδιππίδου 43, 115 27 Αθήνα  
Τηλ. (210) 7489 031, (210) 7488 640  
Fax (210) 7489 032  
e-mail info@faratzis.gr

**DENTSPLY**