

Cosmo *HXL*

Naturali e funzionali.
Note dominanti nella protesica.



DENTSPLY

Note dominanti nella protesica

Per raggiungere questo obiettivo ambizioso abbiamo utilizzato tutti gli strumenti a nostra disposizione: ricerca costante, materiali all'avanguardia, moderne tecniche di produzione ed un rigoroso controllo di qualità.

Cosmo HXL

Naturali e funzionali.



La scelta naturale

Forme conosciute, colorazione classica ed un eccellente rapporto oclusale fanno di Cosmo HXL la scelta naturale. Il successo di questa linea di denti è basato sulla perfetta combinazione di tre parametri:

- estetica naturale
- ottime proprietà del materiale
- facilità d'uso

Resina HXL di qualità superiore

I denti Cosmo sono in resina PMMA HXL (= highly cross-linked, altamente reticolata) di alta qualità, per un'eccellente resistenza all'abrasione.

Facilità d'uso

La logica codifica delle forme (trapezoidali, rotonde, quadrate) rende la scelta più facile e veloce. Inoltre i posteriori Cosmo HXL sono facili da montare grazie al ridotto angolo delle cuspidi di 20°.

Tutti i denti Cosmo HXL sono disponibili nella classica colorazione Vita. La scelta delle tinte risulta semplificata: la razionale

Tabella di combinazione

Cosmo HXL Anteriori superiori	Cosmo HXL Anteriori inferiori	Cosmo HXL Posteriori
T2	L1/L3	91
T4	L1/L3	91/92
T6	L3/L5	91/93
T8	L5/L7	92/93
T10	L5/L7	92/93
T12	L5/L7	92/93
T14	L7/L9	92/93
T16	L7/L9	93/94
T18	L7/L9	93/94
T20	L9/L11/L13	94/95
T22	L13	95
R2	L1	91
R4	L5	92/93
R6	L5/L7	92/93
R8	L7	92
S2	L1/L3	91
S4	L3/L5	91/93
S6	L3/L5	93
S8	L7	93
S10	L7	93
S12	L7	93
S18	L11/L13	95

gamma di forme aiuta a contenere gli stoccaggi denti senza perdere la necessaria flessibilità di adattamento alle diverse situazioni protesiche.

Cosmo HXL

Denti anteriori superiori

Disponibili nella colorazione Vita (A1-D4 senza C1 e B1)

Forma	Trapezoidali	Larghezza dell'intero gruppo anteriore in mm	Lunghezza del centrale senza colletto in mm	Larghezza del centrale in mm
T2		40,2	8,9	7,3
T4		40,6	9,5	7,7
T6		42,2	9,6	8,2
T8		43,4	10,0	8,1
T10		42,8	10,0	7,8
T12		44,7	10,7	8,6
T14		45,8	10,2	8,4
T16		45,4	10,7	8,7
T18		47,6	10,9	9,0

Forma	Trapezoidali	Larghezza dell'intero gruppo anteriore in mm	Lunghezza del centrale senza colletto in mm	Larghezza del centrale in mm
T20		51,2	11,3	9,6
T22		53,8	12,2	10,0

Forma	Rotonde	Larghezza dell'intero gruppo anteriore in mm	Lunghezza del centrale senza colletto in mm	Larghezza del centrale in mm
R2		40,6	9,0	7,6
R4		42,6	9,7	7,9
R6		44,5	9,6	8,2
R8		45,7	10,7	8,4

Cosmo HXL

Denti anteriori superiori

Disponibili nella colorazione Vita (A1-D4 senza C1 e B1)

Forma	Quadrate	Larghezza dell'intero gruppo anteriore in mm	Lunghezza del centrale senza collaio in mm	Larghezza del centrale in mm
S2		40,8	8,6	7,7
S4		43,7	9,2	8,2
S6		43,3	9,8	8,3
S8		45,3	9,4	8,8
S10		45,2	10,1	8,2
S12		46,6	10,4	8,7
S18		50,2	11,5	9,5

Cosmo HXL

Denti anteriori inferiori

Disponibili nella colorazione Vita (A1-D4 senza C1 e B1)

Forma		Larghezza dell'intero gruppo anteriore in mm	Lunghezza del centrale senza collaio in mm	Larghezza del centrale in mm
L1		29,8	8,2	4,3
L3		30,6	8,6	4,6
L5		31,5	8,7	4,6
L7		33,1	10,0	4,9
L9		35,9	10,0	5,7
L11		38,1	10,1	5,7
L13		39,5	11,0	5,7

Cosmo HXL

Denti posteriori

Disponibili nella colorazione Vita
(A1-D4 senza C1 e B1)

Forma

91



Larghezza delle emiarcate
posteriori in mm

Larghezza del 1. molare
in mm

28,9

8,4

30,9

7,6

92



28,7

8,5

30,7

7,9

93



29,9

8,4

32,7

7,2

94



30,5

8,8

33,3

7,4

95



33,0

9,5

35,3

8,7



Perfetta sinergia tra i materiali

Per realizzare una riabilitazione protesica di elevato standard qualitativo, offriamo un sistema completo di materiali in perfetta armonia con le linee dei denti.

Selectaplus/Selectaplus H

Resina autopolimerizzabile e termopolimerizzabile per la realizzazione di protesi totali e parziali, riparazioni e ribasature. Entrambe le resine si distinguono per l'elevata resistenza alla frattura, stabilità cromatica e resistenza alla placca batterica.

StarLoy L

Lega cromo-cobalto per scheletrica saldabile con il laser. StarLoy L ha un basso intervallo di fusione, un'ottima colabilità ed è super elastica.

SilberStar

Rivestimento per scheletrica caratterizzato da un ottimale scorrimento e stabilità della superficie del modello.

ReproStar

Silicone per addizione a due componenti, adatto per tutte le tecniche di duplicazione. Garantisce una riproduzione stabile e precisa, oltre a un'alta resistenza allo strappo.

Triad Lastre per cucchiari

Per la facile realizzazione di cucchiari individuali stabili e resistenti. Non sono necessari tempi di attesa.

Isolant

Liquido isolante per modelli in gesso e muffole, per la realizzazione di protesi e riparazioni.

Pinnacle Modelling Wax

Cera per modellare, per il montaggio e la modellazione di protesi parziali e totali e per il completamento dei valli occlusali.

CE 0088 ISO 3336

Produttore:
DENTSPLY Brazil
25665-010-Petrópolis-RJ
Brazil

Rappresentante OEE:
DeguDent GmbH
Postfach 13 64 · D-63403 Hanau
www.dentsply-degudent.com

Importatore:
NOBIL-METAL[®]
S.p.A.
Strada San Rocco, 28-32-34
14018 Villafranca d'Asti (AT), Italia
Tel. +39.0141.933811
Fax +39.0141.943840
www.nobilmetal.it · info@nobilmetal.it

DENTSPLY