

DENTSPLY

DENTSPLY International, Inc. es una multinacional de la salud que opera en todo el mundo y con un amplio historial de excelencia en sus productos. DENTSPLY International lleva más de un siglo comprometida en ofrecer a la comunidad odontológica productos, servicios y equipos dentales innovadores, de gran calidad y rentables. Desde su humilde comienzo en 1899, la empresa ha ido creciendo hasta convertirse en el mayor fabricante de productos dentales profesionales del mundo.

DENTSPLY Ceramco® es una de las marcas líderes de productos y materiales para restauraciones de

puentes y coronas. Las porcelanas de Ceramco son famosas por ofrecer siempre una gran calidad y ser fáciles de usar. Características que hacen posible que los laboratorios dentales sigan procesos eficientes y se garantice la uniformidad en los resultados de las restauraciones de prótesis fijas.

Esto se traduce en productividad y rentabilidad, que DENTSPLY ayuda a los laboratorios a conseguir con su compromiso para que lleguen a ser laboratorios inteligentes gracias a Lab Smarter®.



Una porcelana para cada personalidad.

Llámenos hoy para probar Ceramco®3 en su laboratorio.
800.243.1942

DENTSPLY International, Inc., DENTSPLY Prosthetics
570 West College Avenue, York, PA 17401 EE. UU.
1-800-243-1942

Fabricado en EE. UU.

DENTSPLY

CERAMCO®3
Sistema de porcelana

Resultados constantes y estéticos con cualquier técnica de laboratorio, todas las veces.

Ceramco®3 es una porcelana feldespática con pigmentos orgánicos mezclados en el polvo. Esta fórmula con elevado contenido potásico es mucho más estable que el feldespato con poco potasio, que se debe «cocinar» con otros minerales antes de usarlo. Esta estabilidad permite un mejor control individual para que, de esta manera, pueda dar a todos sus técnicos la libertad de trabajar de la forma que prefieran y conseguir siempre resultados predecibles.

OPACOS



DENTINA



ESMALTES




MÁRGENES



COLORANTES



AÑADIDURA



166,329,226 Ceramco®3

En la actualidad hay 166 329 226 coronas de Ceramco®3 creadas por laboratorios de todo el mundo¹

Es muy sencillo: cuanto más estable sea la porcelana, mayor es el control, y más rentable es el laboratorio.

La uniformidad podría cambiarlo todo. Al fin y al cabo es la principal razón por la que los dentistas cambian de laboratorio³.

Los nuevos modificadores de la dentina son inigualables.

La principal amenaza para el laboratorio es la presión para ofrecer precios competitivos que ejercen los dentistas que trabajan con usted². El sistema de porcelana Ceramco®3 funciona bien con líquido o agua y utiliza un proceso de cocción personalizado, que ayuda a cada tipo de técnico del laboratorio a reducir las repeticiones y aumenta la rentabilidad y la productividad del laboratorio, independientemente del nivel de destreza.

La mezcla correcta del líquido y el polvo de Ceramco®3 producirá una consistencia de la porcelana que no solo es fácil de depositar, sino que también ayuda a controlar la contracción. A esta se añaden colorantes para ayudar a identificar la colocación de cada capa de la deposición, para permitir una variación natural y un mayor margen de error.

Ceramco®3 proporciona una estética predecible con los tonos y componentes listos para usar que permiten la creación de multitud de efectos nuevos. Los modificadores de la dentina nuevos y mejorados ofrecen efectos cromáticos y de tono que permiten una variación natural y un mayor margen de error durante la deposición.

Satisfacción predecible. Lista para usar.

El sistema de porcelana Ceramco®3 ofrece la gama de 16 tonos originales A-D, una serie de 26 tonos C3⁴ y 8 tonos blanqueados iluminé. Los 50 tonos están disponibles listos para usar, por lo que se acabaron el enverdecimiento, las mediciones, las mezclas y los errores.

¹(La cifra sigue aumentando), que han utilizado Ceramco3 desde que se presentó el producto
²Datos internos de DENTSPLY.
³Carr, K.F. (2013, February). Why Dentists Switch Laboratories. Lab Management Today, 29 (5), 12
⁴La serie de tonos C3 de Ceramco3 se corresponde a la serie de tonos Vita® 3D-Master®. Vita y 3D-Master son marcas comerciales registradas de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

